

LUXSMART™

P R E L O A D E D



ПРЕМИАЛЬНАЯ
ГИДРОФОБНАЯ ИОЛ*

Для Вашего естественного зрения

BAUSCH + LOMB

Видеть лучше. Жить лучше

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Материал:	Гидрофобный акрил
Диаметр общий:	11,00 мм
Диаметр оптики:	6,00 мм
Платформа:	Монолитная, 4-точечная фиксация, квадратный край 360°
Дизайн оптики:	Асферический дизайн с комбинацией сферических aberrаций 4 и 6 порядков с противоположным знаком
Ангуляция гаптики:	0°
Световой фильтр:	УФ фильтр и фильтр синего света
Диоптрийный ряд:	От 0,00 D до +10,00 D (шаг 1,00 D) От 10,5 D до +34,00 D (шаг 0,50 D)
Рефракционный индекс:	1.54 при 35°
Ориентационные метки:	вверху справа и внизу слева



Система имплантации

Полностью предзагруженная система имплантации с инжектором шприцевого типа: Accuject Pro¹

Рекомендуемый размер разреза $\geq 2,2$ мм (методика имплантации в разрез)

Константы*

ОПТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

SRK/T A константа: 118,5

Хоффер Q rACD: 5,23

Холладей I Фактор Хирурга: 1,48

Хайгис: $a_0: 1,045 / a_1: 0,4 / a_2: 0,1$

EVO A константа: 118,5

Барретт A константа: 118,4 / Lens Factor: 1.57

Хилл-РБФ A константа: 118,32



¹ Accuject PRO – Аккуджект ПРО

* Константы носят рекомендательный характер, необходима индивидуальная персонализация хирургом.

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>

Ключевое слово: LUXSMART

Регистрационное удостоверение: РЗН 2023/19487 от 03.02.2023

Набор офтальмологический для катарактальной хирургии в вариантах исполнения LUXSMART™ в составе: Линза интраокулярная LUXSMART™ YELLOW, Система поставки для имплантации интраокулярных линз (Accuject Pro одноразовая), Инструкция по применению

ООО «Бауш Хелс»
Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5.
Тел./факс: +7 495 510 28 79,
www.bauschsurgical.ru

BAUSCH + LOMB

Видеть лучше. Жить лучше